



Reagenspaket för totalhårdhet med Digital Titrator (LR)

Produktnr:

2448000

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För bestämning av totalhårdhet med EDTA-metoden, 10-160 mg/l CaCO₃.

Specifikationer

Antal tester :	40-100
EPA compliant:	Ja
Mätområde:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Metodnamn:	EDTA Titration
Metodnummer:	8213
Parameter:	Hardness (Total)
Plattform:	Digital Titrator
Specialfunktioner:	Reagent set, LR, Digital Titrator