



Reagenssats för hårdhet, calmagit, kolorimetrisk metod

Produktnr:

2319900

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av hårdhet, 0,05-4,00 mg/L, Ca som CaCO₃/0,05-4,00 mg/L, Mg som CaCO₃. 100 tester

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Allt utom PC II
Mätområde:	0.05 - 4.00 mg/L Mg som MgCO ₃
Metodnamn:	Calmagit, kolorimetrisk
Metodnummer:	8030
Parameter:	Hårdhet, Ca och Mg
Plattform:	Lösning
Specialfunktioner:	Reagent set