



Reagenspulver med syra

Produktnr:

104299

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av höga halter kisel med kisel-molybdatmetoden. Används också för bestämning av höga hypoklorithalter med jodometrisk metod.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Silicomolybdate
Metodnummer:	8185
Parameter:	Silica
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk