



Reagenslösning med citronsyra (500 ml)

Produktnr:

2254249

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För bestämning av ultralåga halter kisel med heteropolyblåmetoden, 3-1000 µg/l SiO₂.

Specifikationer

Antal tester :	250
Metodnamn:	Heteropoly Blue, Rapid Liquid
Metodnummer:	8282
Parameter:	Silica
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL

Obligatoriska tillbehör

- Reagenslösning, molybdat 3, 500 mL (Item 199549)
- Lösningsmedel för utspädning av aminosyra F, för snabb flytande kiseldioxid, 475 mL (Item 2353011)
- Reagenspulver, aminosyra F, snabb flytande kiseldioxid, 55 g (Item 2651155)