



Kiseldioxidreagenssats, bulklösning, 3-1 000 µg/L SiO₂

Produktnr:

2553500

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För mätning av kiseldioxid, ultralågt område, metoden heteropolyblå. Cirka 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR 900, PC II
Mätområde:	Bulk
Metodnamn:	Heteropolyblå
Metodnummer:	8282
Parameter:	Kiseldioxid
Plattform:	Lösning
Specialfunktioner:	UL, Bulk, 100 tests