



COD TNT, 20-1 000 mg/L O₂

Produktnr:

2623451

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR 900
Mätområde:	20 - 1 000 mg/L
Metodnamn:	Mangan (III)
Metodnummer:	10067
Parameter:	COD
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Uppslutning krävs:	Ja