



COD TNT, kvicksilverfri, 0 - 1500 mg/L O₂

Produktnr: 2345952
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 (1 kyvett för blank krävs)
Instrument:	DR 900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	0 - 1 500 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat utan kvicksilver (inte godkänt för USEPA-rapporteringsändamål)
Metodnummer:	8000
Parameter:	COD
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.