



Reagenspulver 3 för löst syre

Produktnr:

98799

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av totalklor, krom, glutaraldehyd och sulfit.

Specifikationer

Antal tester :	100
Mätområde:	Multiple ranges
Metodnamn:	Winkler
Metodnummer:	8211
Parameter:	Chlorine, Chromium, Dissolved Oxygen, Sulfite
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk