



Fenolreagenssats, 0,002-0,200 mg/L

Produktnr:

2243900

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av fenoler, 4-aminoantipyrinmetoden.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Fenolreagenssats
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/800, PC II
Mätområde:	0,002 - 0,200 mg/L Fenol
Metodnamn:	4-aminoantipyrin
Metodnummer:	8047
Parameter:	Fenoler
Shipping Method:	No Air Shipments