



MBTH pulverkuddar, pk/100

Produktnr:

2257169

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Farligt



Reagens i förseglad förpackning för bestämning av formaldehyd, 3-500 µg/l CH₂O.

Reagent for low range formaldehyde determination by the MBTH photometric method. Hach Method 8110 Pack of 100 Powder Pillows

Specifikationer

Antal tester :	50 - 100
Metodnamn:	MBTH
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk