



TOC (reningsmetod) TNT, 100 - 700 mg/L C

Produktnr:

2760445

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Kyvtest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Mätområde:	100 - 700 mg/L C
Metodnamn:	Direkt
Metodnummer:	10128
Parameter:	Totalt organiskt kol
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Uppslutning krävs:	Ja