



TOC (reningsmetod) TNT, 15 - 150 mg/L C

Produktnr:

2815945

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Mätområde:	15 - 150 mg/L
Metodnamn:	Direkt
Metodnummer:	10173
Parameter:	Totalt organiskt kol
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.
Uppslutning krävs:	Ja