



Reagenspulverkuddar, SulfaVer 4, sulfat , 25 mL, pk/1000

Produktnr: 1206528

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1206599

Reagens i förseglad förpackning för bestämning av sulfat. För 25 ml prov.

For sulfate determination by the SulfaVer® 4 Turbidimetric Method. USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8051. Range: up to 70 mg/L. Sample Size: 25 mL. Pack of 1000 powder pillows.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Mätområde:	2 - 70 mg/L SO ₄
Metodnamn:	SulfaVer 4
Metodnummer:	8051
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /pk