



Svavelsyra, standardlösning, 0,100 N, 1 L

Produktnr:

20253

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För syra-bastitrering med byrett, klorbehov och trihalometanbildningspotential (THMFP).

Specifikationer

Beskrivning:	Svavelsyra, standardlösning, 0,100 N, 1 L
Koncentration:	0,100 N
Mätområde:	10 - 100
Metodnummer:	8288 (Acid)
Parameter:	varierar
Plattform:	Lösning
Volym:	1 L