



Blandad parameter, kvalitetskontrollstandard (500 mL)

Produktnr: 2833149
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Kvalitetskontrollstandard (oorganiska ämnen i inströmmande avloppsvatten) för parametrarna ammoniak, nitrat, fosfat, COD, sulfat och TOC.

Standardlösningen innehåller följande koncentrationer:

Ammoniak: 15 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Nitrat: 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

COD: 500 mg/L O_2

Fosfat: 10 mg/L PO_4

Sulfat: 400 mg/L SO_4

TOC: 161 mg/L C

Specifikationer

Beskrivning:	Oorganiska ämnen i inströmmande avloppsvatten, kvalitetskontrollstandard, 500 mL
Koncentration:	Nitrat 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Parameter:	Blandad
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL