



Nitritlösningssats, 250 µg/mL as N, APHA, 500 mL

Produktnr:

2340249

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



For accuracy checks in Nitrite determinations.

För noggrannhetskontroller vid mätning av nitrit. 500 mL-flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Nitritlösningssats, 250 µg/mL som N, 500 mL, APHA
Koncentration:	250 mg/L NO ₂ -N
Parameter:	Nitrit
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL 500