



Kalibreringssats, Stablcal turbiditetsstandarder, 2100P portabel turbiditetsmätare, 100 mL flaskor

Produktnr:

2659410

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Fyra olika bruksfärdiga stabiliserade formazinlösningar, primärstandard i flaska. Paketet innehåller 100 ml av respektive: <0.1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU .

Specifikationer

Koncentration:

< 0,1, 20, 100, 800 NTU

Volym/förpackningsstorlek:

paket med