



Stablcal Stabiliserad formazinturbiditetsstandard 800 NTU, 500 mL

Produktnr:

2660549

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Stabiliserad primär formazinstandardlösning, klar att använda, i 500 mL-flaska, 800 NTU.

Stablcal, turbiditetsstandard för alla turbidimetrar. USEPA-godkänd för kalibrering. Stablcal[®], stabiliserade standardlösningar med formazin för turbiditetsmätning, innehåller formazin i olika koncentrationer och kan användas i alla turbidimetrar. NTU-värde: 800 Flaska: 500 mL

Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbidimeterkalibreringar.

Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserad standardlösning med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.

Specifikationer

Koncentration:	800 NTU
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL ml