



SpecCheck sekundär gelstandardsats, LR klor, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Produktnr:

2635300

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Fasta gelstandarder som är klara för användning, för instrumentverifiering i laboratoriet och på fältet.

SpecCheck, sekundära standardsatser som är klara att använda, innehåller fyra 10 mL (1 tum) förseglade glasceller med en blank och tre olika standarder inom det normala testområdet, anvisningar, plastväska och analyscertifikat.

SpecCheck-standarder är datorformulerade och har två års hållbarhet från tillverkningsdatumet.

Specifikationer

Beskrivning:	SpecCheck-gel, sekundär standardsats-LR, klor, DPD
Instrument:	Inkluderar värden för alla instrument
Koncentration:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	DPD
Parameter:	Klor
Volym/förpackningsstorlek:	Sats med 4 flaskor