



Kuddar med NitrVer 3 nitritreagenspulver, 0,02 - 0,3 mg/L NO₂⁻-N

Produktnr:

1406599

Farligt

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss



Pulverreagens i förseglad förpackning för mätning av kväve, nitrit. 25 mL prov, 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/2000, DR/3000
Mätområde:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Metodnamn:	Diazotisation
Metodnummer:	8507
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /förp.