



Reagenspulver för nitrit

Produktnr:

181369

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av höga nitrithalter (upp till 250 mg/l NO₂).

For determination of high range nitrite by the ferrous sulfate method. Sample Size: 5 mL. pk/100 Powder Pillows.

Specifikationer

Metodnamn:	Ferrous Sulfate
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk