



Nitratreagenssats, pulverkuddar, 0,01-0,50 mg/L NO₃-N

Produktnr:

2429800

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av kväve, nitrat, med kadmiumreduktionsmetoden. 10 mL-prov, 100 st

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Satsen innehåller: NitraVer 6-pulverkuddar (2107249), NitraVer 3-pulverkuddar (2107169)
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2010, DR/2000, PC II
Mätområde:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ -N
Metodnamn:	Kadmiumreduktion
Metodnummer:	8192
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Powder Pillows
Specialfunktioner:	Nitrate Reagent set, Powder Pillows