



Monoklor F-reagens, pulverkuddar

Produktnr:

2802246

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av kloraminer, 0-4,50 mg/L som Cl₂.

Specifikationer

Antal tester :	50
Mätområde:	0.04 - 4.50 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	Indofenol
Metodnummer:	10171
Parameter:	Kloramin, mono
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	50 stycken