



## Flouridreagens (1000 ml), 0,02-2,00 mg/l F

**Produktnr:**

44453

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



---

### Specifikationer

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Antal tester :             | 250                        |
| EPA compliant:             | Ja                         |
| Instrument:                | All except DR/820          |
| Mätområde:                 | 0.02 - 2.00 F <sup>-</sup> |
| Metodnamn:                 | SPADNS                     |
| Metodnummer:               | 8029                       |
| Plattform:                 | Lösning                    |
| Volym/förpackningsstorlek: | 1000 mL 1000 ml            |