



Fosfatreagens, pulverkuddar, 0,02-2,50 mg/L PO₄, PhosVer 3

Produktnr:

2106028

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av ortofosfat. För 10 mL-prover, 1 000/förp.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/820
Mätområde:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Askorbinsyra
Metodnummer:	8048
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /pk