



Fosfatreagens, pulverkuddar, 0,02-2,50 mg/L PO₄

Produktnr:

212528

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av ortofosfat. För 25 mL-prover. 1 000/förp.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Askorbinsyra
Metodnummer:	8048
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /förp.