



## Totalklor, reagenssats för kloranalysator CL17/CL17sc

**Produktnr:**

**2557000**

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Farligt



### Utformad för att uppfylla de strängaste kvalitetsstandarderna

Reagenssats för totalt klor används tillsammans med Hach CL17/CL17sc-analysatorer och bulkanalysmetoder. HACH-reagenser garanterar exakta och konsekventa resultat.

Reagenssats för totalt klor består av:

- En 24-gramsflaska med DPD-förening
- En 473 mL-flaska med indikatorlösning för totalt klor
- En 473 mL-flaska med buffertlösning för totalt klor

Vill förenkla ombeställningen av reagens? Fråga din Hach-representant om vårt enkla och okomplicerade automatiska leveransprogram för Hach CL17-reagens och reagenssatser.

\*Den här produkten har inte utvärderats för test av klor och kloraminer i medicinska tillämpningar i USA.

---

### Specifikationer

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal tester :          | 450                                                                                           |
| Instrument:             | CL17/CL17sc                                                                                   |
| Lagringsförhållanden:   | Förvara behållarna väl tillslutna på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skydda mot fukt. |
| Mätområde:              | 0,03 - 5,00 mg/L $\text{Cl}_2$ för CL17, 0,03 - 10,00 mg/L $\text{Cl}_2$ för CL17sc           |
| Metodnamn:              | DPD                                                                                           |
| Metodnummer:            | 8370                                                                                          |
| Parameter:              | Klor, totalt                                                                                  |
| Vad ingår i leveransen: | DPD-förening, 24 g                                                                            |
|                         | Indikatorlösning för totalt klor, 473 mL                                                      |
|                         | Buffertlösning för totalt klor, 473 mL                                                        |

---

## Vad finns i förpackningen

DPD-förening, 24 gIndikatorlösning för totalt klor, 473 mLBuffertlösning för totalt klor, 473 mL