



Stablcal Standardlösung för turbiditet 1,0 NTU

Produktnr:

2659853

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Stabilised Formazin turbidity standard for use in any turbidimeter. 1000mL bottle.

Specifikationer

Koncentration:	1.0 NTU
Lagringsförhållanden:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Mätområde:	N/A
Parameter:	Turbidity
Volym/förpackningsstorlek:	1 L