



ORP gelfilled combination electrode

Produktnr: 5193900

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Robust ORP combination probe (non-refillable) for measurement in the field or lab. Temperature range 0 to 80 °C, features 5-pin connector, 1-meter cable (for all Sension meters).

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	Non-refillable gel
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Ceramic pin
Givartyp:	Platinum annular ring
Kabellängd:	1 m
Längd:	135 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Mätområde:	± 2000 mV
Temperaturområde :	Continuous use: 0 - 45 °C