



## SENSION Conductivity electrode (1-m)

**Produktnr:** 5197500

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Graphite, 4-pole conductivity electrode with 5-pin circular connector, 1m cable. With temperature sensor. K=0.5, range 0.1µS/cm-200 mS/cm, -10-110°C. Incl. calibration solution 1000 µS/cm.

---

### Specifikationer

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Diameter:          | 15 mm                               |
| Garanti :          | 6 månader                           |
| Givartyp:          | Laboratory                          |
| Kabellängd:        | 1 m                                 |
| Längd:             | 120 mm                              |
| Material:          | Sensor Body: Noryl                  |
| Mätområde:         | Conductivity: 0.1 µS/cm - 200 mS/cm |
| Temperaturområde : | Continuous use: -10 - 110 °C        |