



XC161 Kombinerad pH-elektrod för mikroprover, skruvlock

Produktnr: B10C161
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. With screw cap.

Specifikationer

Dimension (D x L):	5 mm x 150 mm
Elektrolyt:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Porous pin
Givartyp:	Laboratory combination pH electrode
Längd:	150 mm
Material:	Glass
Mätområde:	0 - 12 pH
Specialfunktioner:	Small diameter for microsamples
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	none

Obligatoriska tillbehör

- CL114-kabel, 1m, för skruvlockselektrod FX/S7/coax, BNC-kontakt (Item A94L114)
- Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 100 mL (Item S21M004)