



PHG301-9 pH-elektrod för allmänt bruk, glas

Produktnr: E11M001
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

pH glass electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, temperature range 0-80°C. Min. immersion depth 12mm.

Specifikationer

Elektrodtype:	PHG301
Garanti :	6 månader
Givartyp:	Glass
Längd:	103 mm
Material:	Glass
Mätområde:	0 - 12 pH pH
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	none
Vad ingår i leveransen:	Inkluderar: Radiometer Analytical PHG301-9 pH-elektrod med intyg om överensstämmelse.

Vad finns i förpackningen

Inkluderar: Radiometer Analytical PHG301-9 pH-elektrod med intyg om överensstämmelse.

Obligatoriska tillbehör

- CL114-kabel, 1m, för skruvlockselektrod FX/S7/coax, BNC-kontakt (Item A94L114)
- REF321 Referenselektrod, Ag/AgCl (Item E21M002)