



Kuddar med borreagenspulver, 0,2-14,0 mg/L B

Produktnr: 1417099
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Pulverreagens i förseglade förpackningar för mätning av bor med karminmetoden. 100/förp.

Specifikationer

Antal tester :	100
Fotnot :	*Allmänt sett utför DR 5000 samma metoder som DR/4000. DR 2800 utför samma metoder som DR 2700, DR/2500 och DR/2400. Det finns vissa undantag.
Instrument:	Alla utom DR/800, PC II
Mätområde:	0,2 - 14,0 mg/L B
Metodnamn:	Karmin
Metodnummer:	8015
Parameter:	Bor
Volym/förpackningsstorlek:	100 förp.