



Reagenspaket för molybdat

Produktnr:	104199
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Reagens i förseglade förpackningar för användning i kisel-molybdatmetoden vid bestämning av höga halter kisel (0-100,0 mg/l SiO₂). För 25 ml prov.

Specifikationer

Antal tester :	100
Metodnamn:	Silicomolybdate
Metodnummer:	8185
Parameter:	Silica
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk