



BOD-buffertkuddar med näringsämnen, 300 mL, 50/förp.

Produktnr: 1416066
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

BOD-reagenser

För förberedning av BOD5-spädvatten. Varje kudde kombinerar APHA-specificerad buffert och näringsämnen för att förbereda 300 mL spädvatten. Förpackning med 50 kuddar.

Specifikationer

Applikation:	Förberedning av spädvatten
Beskrivning:	Näringsämnen och buffert
Enhet:	50/pk
Formel:	Näringsämnen och buffert
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	BOD
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	50 st.

Obligatoriska tillbehör

- BOD-fröinokulat, Polyseed, 50/förp. kapslar (Item 2918700)
- BOD-standardlösning, 300 mg/L, 16/förp. – 10 mL Voluette-ampuller (Item 1486510)
- Nitrifikationshämmare för BOD, formel 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)