



SpecCheck-sats, sekundära gelstandarder, DPD-klor - MR

Produktnr:	2980500
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Sekundär SpecCheck-klorstandardsats för DPD-klormetoder i mellanområdet. Omfattar en tom flaska och 3 färgade flaskor vid ~0,2, ~1,6 och ~2,7 mg/L Cl₂. Sekundära förberedda SpecCheck-standardsatser omfattar fyra 10 mL (1 tum) förseglade glasceller med en blank och tre olika standarder inom det normala testområdet, anvisningar, plastfodral och analyscertifikat. SpecCheck-standarder är datorformulerade och har två års hållbarhet från tillverkningsdatumet.

Obs! Endast för användning med DPD-klormetoder i mellanområdet (Pocket Colorimeter II, DR300 och DR900).

Inte avsedd för användning med lågområdesmetoder (inklusive LR/HR Pocket Colorimeter II).

*Den här produkten har inte utvärderats för test av klor och kloraminer i medicinska tillämpningar i USA.

Fasta gelstandarder - ingen förberedelse krävs

Passar perfekt för instrumentverifiering i laboratoriet och i fält

Två års garanterade prestanda

Specifikationer

Koncentration:	0 - 4,0 mg/L NH ₄ -N
Metodnamn:	DPD
Volym/förpackningsstorlek:	Sats med 4 flaskor