



Universal M231Pt-elektrod med skruvlock, Pt-tråd

Produktnr:	E31M002
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Length 103mm, temperature range -10 to 100°C.

Specifikationer

Elektrodtype:	Universal
Garanti :	6 månader
Vad ingår i leveransen:	Inkluderar: Radiometer Analytical M231Pt metallelektrod med intyg om överensstämmelse.

Vad finns i förpackningen

Inkluderar: Radiometer Analytical M231Pt metallelektrod med intyg om överensstämmelse.