



M291Ag-9 Metallelektrod för titrering av silverhalogenider

Produktnr:	E34M002
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

With screw cap. Sensing element silver rod, salt-bridge solution saturated K_2SO_4 . Temperature range 0-80°C.

Specifikationer

Elektrodtype:	M291Ag
Garanti :	6 månader
Vad ingår i leveransen:	Inkluderar: Radiometer Analytical M291Ag-9 metallelektrod med intyg om överensstämmelse.

Vad finns i förpackningen

Inkluderar: Radiometer Analytical M291Ag-9 metallelektrod med intyg om överensstämmelse.