



Reagent set, lead, dithizone method, (no air shipments)

Produktnr:

2243100

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



För bestämning av bly med dithizonmetoden.

For determination of lead by the Dithizone extraction method. USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8033. Range: 3 to 300 µg/L Pb. Set Includes reagents for 100 tests. For air freight shipments, order 2243101

Specifikationer

Antal tester :	60 - 100
EPA compliant:	Ja
Instrument:	All except DR/800, PCII
Mätområde:	3 - 300 µg/L Pb
Metodnamn:	Dithizone
Metodnummer:	8033
Shipping Method:	Lead Reagent set: No Air Freight