



BOD-buffertkuddar med näringsämnen, 6 L, 50/förp.

Produktnr:	1486266
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

BOD-reagenser

För förberedning av BOD5-spädvatten. Varje kudde kombinerar APHA-specificerad buffert och näringsämnen för att förbereda 6 liter spädvatten. Förpackning med 50 kuddar.

Specifikationer

Applikation:	Förberedning av spädvatten
Beskrivning:	Näringsämnen och buffert
Enhet:	50/pk
Formel:	Näringsämnen och buffert
Metodnamn:	Utspädning
Package settings:	Pulverkuddar
Parameter:	Biologiskt syrebehov
Volym/förpackningsstorlek:	50 st.