



ez GGA – GGA utan pipett, en dos BOD-standard, 20/förp., 2 mL ampuller

Produktnr:

2514420

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

BOD-reagenser

ez GGA, praktiskt förpackad i ampuller för engångsbruk. Ingen mer utspädning, ingen mer pipettering och inga fler gissningar. Det är bara att öppna toppen på ampullen och lägga i hela ampullen i BOD-flaskan. Den föruppmätta GGA:n innehåller standarden 198 mg/L BOD från glukos plus glutaminsyra (GGA). Glasampullen i BOD-flaskan fungerar som en snabb visuell indikator på att du har lagt till GGA:n i provet. Produkten motsvarar standardmetoder.

Specifikationer

Applikation:	Kalibrering
Beskrivning:	Standard
Formel:	Glukos och glutaminsyra (GGA)
Koncentration:	150 mg/L
Package settings:	Ampuller
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	20 st.