



Respirometriska BOD-buffertkuddar med näringsämnen, 50/förp.

Produktnr:	2962266
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

För användning med BODTrak II-apparaten. Uppfyller kraven för standardmetoder 5210 D. Använd en kudde per provflaska. Medföljer BODTrak II-apparaten (2952400) och BODTrak II reagenssats med flaskor (2952440).

Specifikationer

Applikation:	Förberedning av spädvatten
Beskrivning:	Näringsämnen och buffert
Formel:	Näringsämnen och buffert
Package settings:	Pulverkuddar
Volym/förpackningsstorlek:	50 st.