



## Fosfatkyvetttest (orto/totalt), 2 - 20 mg/L, för laboratorieroboten AP3900

Produktnr:

APC350

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



### Hach APC-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

100 kyvetter utformade för användning med laboratorieroboten AP3900.

Mätområde: 2 - 20 mg/L PO<sub>4</sub>-P.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i 4 förpackningar med 25 kyvetter vardera. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

### Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet, den låga reagensmängden och medföljande tjänst för avfallshantering/återvinning

### Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk testidentifiering i fotometern, inklusive batchnummer, dokumenterad hållbarhetstid, Hachs Truecal-funktion och COA via RFID-teknik

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

---

## Specifikationer

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Antal tester :        | 100                            |
| Lagringsförhållanden: | 15 - 25 °C                     |
| Mätområde:            | 2 - 20 mg/L PO <sub>4</sub> -P |
| Metodnamn:            | Fosformolybden blå             |
| Parameter:            | Fosfat, orto + total           |
| Plattform:            | APC                            |
| Standard method:      | EN ISO 6878                    |
| Uppslutning krävs:    | För total P                    |