



Titreringsapplikationspaket - förpackat vatten: Ca & Mg Hårdhet (ISE)

Produktnr: AP0003.AT1112

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Applikationspaket för bestämning av Kalcium and Magnesium Hårdhet i vatten. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Municipal Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	Ca & Mg Hardness (ISE)
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.