



Titreringsapplikationspaket - Biogas: FOS/TAK

Produktnr: AP0006.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av FOS/TAK (Biogas). Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Environmental Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	FOS/TAC (Biogas)
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.