



Titreringsapplikationspaket - Amperometrisk: Fritt & Total Klor, Klordioxid, Klorit, Sulfit (Autocat)

Produktnr: AP0007.AT1122

SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av fritt & total Klor, Klordioxid, Klorit, Sulfit (Autocat). Passar modeller Titrallab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Municipal Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1122
	AT1222
Parameter:	Fritt & Total Klor, Klordioxid, Klorit, Sulfit (Autocat)
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.