



Titreringsapplikationspaket - livsmedel: pH & Total Aciditet

Produktnr: AP0008.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av pH och Total Aciditet i livsmedel. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Food & Beverage Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	pH, Total Acidity
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.