



Titreringsapplikationspaket - Petrokemi: TAN (Total Acid Number)

Produktnr: AP0015.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Applikationspaket för bestämning av the Total Acid Number för Petrokemi. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Petrochemical Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	TAN (Total Acid Number)
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork., 1 L glas flaska.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork., 1 L glas flaska.