



Titreringsstillämpningspaket, allmän kemi: syra/bas

Produktnr: AP0021.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Specifikationer

Garanti :	24 månader
Parameter:	Acid/Base
Vad ingår i leveransen:	Tillämpningspaketet innehåller glasspruta, plastbägare, magnetomrörare, förprogrammerat program på USB-minne, elektrod, konisk adapter, flaskpropp.

Vad finns i förpackningen

Tillämpningspaketet innehåller glasspruta, plastbägare, magnetomrörare, förprogrammerat program på USB-minne, elektrod, konisk adapter, flaskpropp.