




Tensette plus variabel elektronisk pipett

Produktnr:

BBP087

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Utmärkt noggrann: elektronisk pipett Tensette plus

Elektronisk pipett, variabel volym 0,2 - 5,0 mL, komplett med ställ, batteri och strömförsörjning

Spetsar säljs separat.

Intuitiv menynavigering

Förprogrammerade volymer för LCK-kyvetteter

Exakt och tillförlitlig

Enkel och säker att hantera

Specifikationer

Vad ingår i leveransen: Elektronisk pipett 0,2 - 5,0 mL, ställ, batteri, strömförsörjning, bashandbok.

Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.

Vad finns i förpackningen

Elektronisk pipett 0,2 - 5,0 mL, ställ, batteri, strömförsörjning, bashandbok. Spetsar medföljer inte utan måste köpas separat.